

Sincolaser **MONALIZA**

Неодимовый лазер

Лазерная установка немецкого производства мощностью в 2400mJ позволяет эффективно провести процедуру

Симмер

Благодаря наличию симмера, аппарат не подвержен быстрому износу, что увеличивает его срок службы

Карбоновый пилинг

С помощью насадки SR можно проводить процедуру карбонового пилинга для омоложения и очищения кожи

Прицел

Лазерный прицел позволяет точно и безошибочно произвести вспышку, что улучшает качество и скорость процедуры



Sincolaser

Комплект насадок

1064nm насадка для удаления
черного и синего пигмента

532nm насадка для удаления
красного пигмента

Насадка **SR** для карбонового
пилинга



Sincolaser
MONALIZA

Карбоновый пилинг

Процедура, при которой удаляется ороговевший слой кожи, раглаживаются кожные покровы, возвращается здоровый цвет лица, устраняются пигментные пятна. Данная процедура проводится при помощи углеродного усилителя наногеля.



Sincolaser

MONALIZA

Удаление тату

Неодимовый лазер - самый эффективный лазер для удаления татуировок. Благодаря излучению 2 разных длин волн, получается достичь максимального эффекта при удалении как темных пигментов так и ярких. Точное воздействие именно на пигмент расщипляет его, не оставляя ожогов на коже.



Sincolaser

MONALIZA

Удаление татуажа

Удаление татуажа - это малоинвазивная процедура для выведения перманентного макияжа с бровей, век и губ. Благодаря качественному лазеру процедура проводится легко и эффективно, не оставляя никаких следов и ожогов.



Sincolaser

MONALIZA

Технические характеристики

Тип лазера	Nd: YAG
Насадки	1064 nm/532 nm/SR
Макс. плотность энергии	2400 mJ
Длина импульса	6-8 ns
Частота	1-10 Hz
Мощность	500 W
Ресурс лазера	1 млн. вспышек
Дисплей	8,4" сенсорный
Система охлаждения	Водно-воздушная
Питание	220V 50Hz
Размеры	390x190x215mm
Вес	15 кг



Наши
КОНТАКТЫ

👤 **Светлана Идесс**

☎ +7 978 762-27-82

🌐 methodidess.ru

✉ idess@mail.ru

📍 г. Севастополь, ул. Токарева
2А

